



Програма зовнішньої оцінки якості для Контролю дозування

Labquality оголошує про нову схему EQA для контролю та моніторингу одноканальних поршневих механічних та електронних дозаторів, що використовуються в клінічних лабораторіях.

Ця схема надає можливість клінічним лабораторіям виконувати проміжні перевірки ефективності між калібруваннями дозаторів, включаючи міжлабораторне порівняння та індивідуальну оцінку ефективності порівняно з еталонним значенням вимірювання. Зразки для EQA, що надаються в цій схемі, є неінфекційними рідкими зразками. Лабораторії-учасники повинні виконати багаторазове піпетування певного об'єму (100-1000 мкл) і повідомити про отриману масу для кожного вимірювання (необхідні лабораторні ваги з роздільною здатністю 0,01 мг). Кожна лабораторія може подати результати до 5 дозаторів через електронну платформу LabScala. Оцінки результатів будуть опубліковані у фінальному звіті, який буде розповсюджений серед учасників.

Примітка: Ця схема EQA не відповідає вимогам акредитації для калібрування дозаторів і не призначена для заміни стандартизованого калібрування дозаторів. Калібрування дозаторів може виконуватися акредитованими згідно з ISO 17025 калібрувальними центрами або власними силами клінічних лабораторій за умови дотримання зазначених вимог.

Раунд 1, 2023 року буде пілотним дослідженням, безкоштовним для обмеженої кількості учасників. Пілотний раунд розпочнеться у вересні-жовтні

8205 Контроль дозування

Зразки: 2 рідких зразки для 5 одноканальних дозаторів
Відправлення зразків: Раунд 1, 2023 р., вересень-жовтень - безкоштовна участь у пілотному дослідженні
Участь: Обмежена кількість зразків
Реєстрація: Будь ласка, зареєструйтесь до **14 серпня, 2023** через дистриб'ютора

Для отримання додаткової інформації

Зв'яжіться з офіційним дистриб'ютором Labquality в Україні - ТОВ Терра-Мед office@terra-med.com.ua або через представників напрямів:

Heidi Berghäll
R&D Manager
heidi.berghall@labquality.com
+358 50 356 0503

Коряк Яна
Фахівець із напрямку ЗОЯ Labquality, ТОВ Терра-Мед
koriak@terra-med.com.ua
Viber 093-808-09-13