

## Специфікації і характеристики

### Автоматичний гематологічний аналізатор 3-diff DLB3

Вимірювані і розрахункові параметри 3-diff	WBC, RBC, THP, Hb, Hct, Lym%, Lym #, Mon%, Mon#, Gra%, Gra#, MCV, MCH, MCHC , RDW, MPV, Pct, PDW
Швидкість роботи	50 секунд
Об'єм зразку	10-30 мкл
Розведення зразку	програмоване
Дисплей	320x240, кольоровий
Принтер	Вбудований 24-знаковий термопринтер
Зберігання результатів	250 в енергонезалежній пам'яті, або до 10000 результатів із гистограмами із можливістю повторного виведення і друку
Профілі аналізу	Чоловік, жінка, малюк,
Контроль якості	- 3-рівневий контроль якості - друк повного звіту по контролю якості - графік Леві-Дженнінгса до 100 результатів контролю в енергонезалежній пам'яті
Інтерфейси	- підключення зовнішнього ПК, клавіатури та сканера штрих-кодів - USB та RS-232 для експорту даних; PS/2 - опція – Ethernet та Wi-Fi
Використовувані реагенти	- Dialuent (20 л) - Dia-diff (1,2 л) - Diatergent (5 л) - Промивний концентрат
Габарити	- 210x340x250 мм / 13 кг