

Специфікації і характеристики

Автоматичний гематологічний аналізатор 5-diff DLB5

Вимірювані і розрахункові параметри 5-diff	WBC, RBC, THR, Hb, Hct, Lym%, Lym #, Mon%, Mon#, Neu%, Neu#, Eo#, Eo%, Ba%, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Pct, PDW
Вимірювані і розрахункові параметри 3-diff	WBC, RBC, THR, Hb, Hct, Lym%, Lym #, Mon%, Mon#, Gra%, Gra#, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Pct, PDW
Гістограми	WBC, RBC, THR, Eo (5-diff), відображаються та роздруковуються
Швидкість роботи	80 с (5-diff) та 50 с (3-diff)
Об'єм зразку	10-30 мкл
Розведення зразку	програмоване
Дисплей	320x240, кольоровий
Принтер	Вбудований 24-знаковий термопринтер
Зберігання результатів	250 в енергонезалежній пам'яті, або до 10000 результатів із гістограмами із можливістю повторного виведення і друку
Профілі аналізу	Чоловік, жінка, малюк, контроль, 2 програмовані профілі
Контроль якості	- 3-рівневий контроль якості - друк повного звіту по контролю якості - графік Леві-Дженнінгса - до 100 результатів контролю в енергонезалежній пам'яті
Інтерфейси	- підключення зовнішнього ПК, клавіатури та сканера штрих-кодів - USB та RS-232 для експорту даних; PS/2 - опція – Ethernet та Wi-Fi
Використовувані реагенти	- Dialuent (20 л) - Diadiff (1,2 л) - Diatergent (5 л) - Dialys-EO (5 л) - Промивний концентрат (0,25 л) - додатковий
Габарити	210x340x300 мм / 13 кг