

## Технические характеристики

Температурный диапазон	от комнатной до 40°C
Точность инкубатора	0.1°C
Колебания с крышкой	лучше чем $\pm 4^\circ\text{C}$
Механизм инкубатора	подогреваемое алюминиевое основание
Время прогрева	обычно 15 мин, для проверки отображается на дисплее
Датчик температуры	термистор
Скорость миксера	8 режимов встряхивания от 575 до 1500 встряхиваний в минуту
Режимы таймера	установка времени, просмотр оставшегося времени, звуковой сигнал
Точность таймера	1 с
Диапазон таймера	от 1 с до 99 мин 59 с
Держатель планшетов	для 2-х стандартных микропланшетов
Дисплей	4 цифры, красный люминесцентный
Клавиатура	16 мембранных клавиш 4x4
Микропроцессор	Z80
Корпус	пластиковый с металлическим основанием
Защита от аэрозоли	плексигласовая крышка дымчатого цвета
Питание	12 В переменного тока, 2 А, через адаптер
Температура, влажность	15 - 35°C, влажность менее чем 85%
Габариты, вес	26 x 26 x 10 см, 4.5 кг

## Иммуноферментная лаборатория



Планшетный ИФ анализатор  
LabLine-024



Автоматический вошер  
LabLine-030



Инкубатор-шейкер  
LabLine-040



Экспресс-центрифуга  
Express 3



Комплект микродозаторов  
Nichiryo