



АНАЛИЗ СОЭ



Автоматический анализатор COЭ

Diesse, Италия

Ves-Matic Easy



- Стандартизация процедуры определения COЭ
- Использование технологии, соответствующей методу Вестергрена
- Производительность — 30 тестов/час
- Измерение 10 проб одновременно
- Температурная коррекция результата
- Встроенный принтер
- USB-порт для подключения к компьютеру
- Совместимость с компьютерными системами лаборатории

Информация для заказа

Описание	Код
Автоматический анализатор COЭ Ves-Matic Easy	10376

Используются пробирки
Ves-Тес и Vасu-Тес

Автоматический анализатор СОЭ

Diesse, Италия

Ves-Matic Cube 30

Используются
первичные
пробирки
различных
производителей



- Измерение 30 проб крови одновременно
- Использование технологии, соответствующей методу Вестергрена
- Производительность — 180 тестов/час
- Определение СОЭ напрямую в первичных пробирках с ЭДТА
- Объединяет функции перемешивания образцов крови и измерения результатов
- Большой ЖК-дисплей, 30-позиционный ротор
- Память на 10000 измерений
- Встроенный термопринтер
- Время анализа 20 минут