



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Аналитическое оборудование

Apel, Япония

AP-1000M



- Самый компактный фотоэлектроколориметр
- Открытая система для любых методик и реагентов
- Объем реагента всего 0,5–1 мл
- Встроенное колесо фильтров: 405, 420, 460, 510, 540, 600, 660 нм

PD-303S



- Инновационный спектрофотометр для широкого спектра исследований
- Открытая система для любых методик и реагентов
- Объем реагента всего 0,5–1 мл
- Диапазон длин волн 340–1000 нм

Центрифуга

Hettich, Германия

EVA 200




- Надежная компактная центрифуга
- Угловой ротор на 8 пробирок
- Максимальная скорость вращения до 6000 об./мин

Дозаторы и диспенсоры

Nichiryo, Япония

Nichiryo



- 1-канальные дозаторы переменного объема
- 8-ми и 12-ти канальные дозаторы переменного объема
- Диспенсоры многократного дозирования
- Бутылочные диспенсоры переменного объема

ВАША ЛАБОРАТОРИЯ

Пример комплектации для ветеринарной лаборатории

Abacus Junior 5 (Vet)



- Полный анализ крови по 24 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп
- Производительность — до 25 тестов/час
- Большой цветной графический жидкокристаллический дисплей
- Автоматический пробоотборник
- Импедансный метод измерения
- Объем пробы для измерения — от 25 мкл
- Многоуровневая система контроля качества
- Встроенный принтер
- Русифицирован
- Для собак, кошек, лошадей и других видов животных

DocUReader 2 Pro



- Новое поколение компактных анализаторов мочи
- Производительность — до 120 тестов в час
- Простой и интуитивно понятный интерфейс, благодаря цветному сенсорному жидкокристаллическому дисплею
- Автоматический запуск при помещении тест-полоски в прибор
- Встроенный контроль качества
- Встроенный принтер
- Упрощенный документооборот — LIS-подключение через Ethernet-порт
- Считыватель штрих-кодов и внешняя клавиатура гарантируют точность ввода данных
- Подключение к ПК при помощи ПО Vision RUT® (ведение базы данных, управление статистикой, получение отчетов)

Stat Fax® 1904+



- Открытая система для любых методик и реагентов
- Автоматическое колесо фильтров: 340, 405, 450, 505, 545, 600 нм
- Встроенные принтер
- Термостат на 12 лунок
- Буквенно-цифровой дисплей
- Энергонезависимая память на 60 тестов

MX 50



- Компенсационная бинокулярная головка
- Револьвер на 4 объектива
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- 4 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масло)
- Встроенное освещение LED 3 В, 1 Вт с регулировкой
- Противогрибковое покрытие оптики

EVA 200




- Надежная компактная центрифуга
- Угловой ротор на 8 пробирок
- Максимальна

Для крупных и централизованных ветеринарных лабораторий



Полная картина общего анализа крови

Vision Hema® Vet Integro
Объединенные результаты гематологического анализатора и морфологии клеток крови



Полная картина анализа мочи

LabUReader Plus 2 + UriSed
Единый комплекс для исследования всех параметров общего анализа мочи — биохимия + осадок мочи



Два прибора в одном

ChemWell® 2910 (C)
Биохимический и иммуноферментный анализ в одном приборе