



ГЕМОСТА3



Автоматический коагулометр

Spinreact, Испания

BioBas



- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Термостатируемый блок измерения
- Вращающийся барабан на 32 отдельные кюветы
- Цветной графический сенсорный дисплей
- Запись и отображение графика реакции в реальном времени
- Автокалибровка
- Внутренняя память для хранения результатов
- Передача данных на карту памяти через USB
- Возможность подключения к компьютеру (ЛИС)

Информация для заказа

Описание	Код
Автоматический коагулометр BioBas	5003050

Реагенты для гемостаза

Spinreact, Испания



- АПТВ тест (АРТТ)
- Протромбиновый тест (РТ)
- Фибриноген (Fibrinogen)
- D-димер
- D-димер калибратор
- D-димер контроль
- Калибратор свертывания
- Нормальный контроль свертывания
- Патологический контроль свертывания

Одноканальный коагулометр

Spinreact, Испания

BioBas 1



- Одноканальный коагулометр
- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Открытая система для работы с любыми реагентами
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Работает без специальных стартовых пипеток
- Измерение в плазме

Двухканальный коагулометр

Spinreact, Испания

BioBas 2



- Двухканальный коагулометр
- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Открытая система для работы с любыми реагентами
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Работает без специальных стартовых пипеток
- Память для сохранения калибровочных кривых
- Измерение в плазме
- Встроенный термопринтер
- Жидкокристаллический дисплей