




ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МИКРОСКОПИИ



## Гематологический миксер

West Medica, Австрия

### V-Mixer®



- Предназначен для перемешивания крови и других проб в закрытых пробирках
- Бережное перемешивание, предупреждающее повреждение клеток крови, благодаря отсутствию отраженной ударной волны при встряхивании
- Стандартизация в пробоподготовке
- Рекомендован для работы с системой автоматического анализа мазка крови Vision Hema®, а также для рутинной микроскопии

#### Информация для заказа

Описание	Код
Гематологический миксер V-Mixer®	80.0004.00

## Гематологический сэмплер

West Medica, Австрия

### V-Sampler®



- Стандартизация процесса подготовки мазка крови высокого качества
- Одновременное изготовление 2 мазков
- Настройка толщины и площади мазка
- Малый вес и небольшие размеры
- Очень простой и удобный в работе
- Рекомендован для работы с системой автоматического анализа мазка крови Vision Hema®, а также для рутинной микроскопии

#### Информация для заказа

Описание	Код
Гематологический сэмплер V-Sampler®	80.0001.00

## Стейнеры и реагенты для окраски

West Medica, Австрия

### V-Chromer®

#### Автоматические стейнеры



- Протоколы окраски по Май-Грюнвальду-Гимзе (по Романовскому-Гимзе)
- Защита персонала и окружающей среды, нейтрализация испарений и запахов, благодаря угольному фильтру
- Минимальный расход реагентов
- Предотвращение загрязнения стейнера реагентами, благодаря системе сбора капель
- Не требуют установка в вытяжной шкаф
- Не требуют подключения к водопроводной системе и канализации
- V-Chromer® I — открытый стейнер для использования красок различных производителей
- V-Chromer® II — гематологический стейнер для работы с наборами готовых реагентов V-Stain®

#### Информация для заказа

Описание	Код
Автоматический стейнер V-Chromer® I	80.0003.01
Автоматический стейнер V-Chromer® II (MGG)	80.0003.02

### V-Chromer® Mini

#### Ручные стейнеры



- Использование красок различных производителей
- Устойчивый к химическим веществам и краскам
- Используется всего 80 мл реагента
- Защита реагентов от испарения; наличие крышки на емкостях и держателе стекол
- Цифровой таймер прямого и обратного отсчета в комплекте
- V-Chromer® Mini I — ручной стейнер на 4 емкости
- V-Chromer® Mini II — ручной стейнер на 6 емкостей

#### Информация для заказа

Описание	Код
Ручной стейнер V-Chromer® Mini I	80.0007.01
Ручной стейнер V-Chromer® Mini II	80.0007.02

## Реагенты для окраски

- Для V-Chromer® I, V-Chromer® Mini I, V-Chromer® Mini II. Реагенты, требующие приготовления для окраски по Май-Грюнвальд-Гимза
- Для V-Chromer® II. Набор готовых реагентов V-Stain® для окраски по Май-Грюнвальд-Гимза (Романовскому-Гимзе)

#### Информация для заказа

Описание	Код
Реагенты для для окраски	По запросу