



ЖИВОТНОВОДСТВО



ЖИВОТНОВОДСТВО

Анализаторы качества спермы животных SQA-V™

West Medica/MES, Австрия–Израиль



| | SQA-Vb | SQA-Vp | SQA-Ve | SQA-Vt |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Для быков | • | | | |
| Для хряков | | • | | |
| Для жеребцов | | | • | |
| Для индюков | | | | • |

Определяемые параметры

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подвижность | • | • | • | • |
| Поступательная подвижность | • | • | • | |
| Общее количество сперматозоидов | • | • | • | |
| Количество подвижных сперматозоидов | • | • | • | |
| Количество сперматозоидов с поступательной подвижностью | • | | • | |
| Общая концентрация сперматозоидов | • | • | • | • |
| Концентрация подвижных сперматозоидов | • | • | • | • |
| Концентрация сперматозоидов с поступательной подвижностью | • | | | |
| Расчетная нормальная морфология | • | • | • | |
| Средняя скорость | • | | • | |

Анализ спермы

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| Свежая | • | • | • | • |
| Замороженная | • | | • | |
| Разведенная | | • | • | |
| Охлажденная | | | • | |

Анализаторы качества спермы животных QwikCheck™ Gold

West Medica/MES, Австрия–Израиль



| | QwikCheck Gold Bull | QwikCheck Gold Pig | QwikCheck Gold Equine |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Для быков | • | | |
| Для хряков | | • | |
| Для жеребцов | | | • |

Определяемые параметры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подвижность | • | • | • |
| Поступательная подвижность | • | • | • |
| Общее количество сперматозоидов | • | • | • |
| Количество подвижных сперматозоидов | • | • | • |
| Количество сперматозоидов с поступательной подвижностью | • | | • |
| Общая концентрация сперматозоидов | • | • | • |
| Концентрация подвижных сперматозоидов | • | • | |
| Концентрация сперматозоидов с поступательной подвижностью | | | |
| Расчетная нормальная морфология | • | | • |
| Средняя скорость | • | | • |

Анализ спермы

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| Свежая | • | • | • |
| Замороженная | • | | |
| Разведенная | | • | • |
| Охлажденная | | | • |



Анализаторы качества спермы

West Medica/MES, Австрия–Израиль

SQA-V™



- Для быков, жеребцов, хряков и индюков
- Быстрое, простое и точное тестирование спермы менее чем за одну минуту
- Автоматический расчет степени разведения для подготовки доз
- Визуализация (микроскопия) образца спермы на экране прибора или на дисплее компьютера (с эффектом стоп-кадра)
- Изменяемое оптическое увеличение
- Запись видео и сохранение отдельных изображений
- Анализ свежей, охлажденной и замороженной спермы
- Контроль качества: самопроверка, автокалибровка
- Капилляр многократного использования
- ПО для управления данными о результатах анализа стада в комплекте